



# dreambox



Medical Workshop BV  
P.O. Box 461  
9700 AL Groningen  
the Netherlands  
[ruud.groenleer@medicalworkshop.nl](mailto:ruud.groenleer@medicalworkshop.nl)

+31 (0)30 666 55 22

## De Medical Workshop Dreambox

Medical Workshop heeft een oplossing ontwikkeld die de vertaling van refractiedata naar een vrij instelbaar XML bericht of DICOM/HL7 verzorgt.



De eerste universele oplossing voor datacommunicatie tussen refractieapparatuur en het elektronisch patiëntendossier.

Kenmerkend voor de Dreambox is;

- Geen anonieme data over het netwerk.
- Geen paralleldatabase.
- Universeel toepasbaar door vrij instelbare XML.
- Output ook als HL7 of DICOM
- Ook toepasbaar in virtuele of gescripte omgevingen

De Medical Workshop Dreambox support de volgende instrumenten:

- Topcon CV-3000 and CV-5000 automatische phoropters (2-weg communicatie)
- Topcon KR-8100 (P), KR-8800, KR-8900 kerato-refractometers
- Topcon CT-80, CT-1P non-contact tonometers
- Topcon TRK-1P kerato-refractometer tonopachymeter
- Topcon CL-100, 200, 300 and EZ-200 lens meters
- Nidek AR (K) 330A
- Righton Retinomax Kplus 2 en 3
- Er wordt gewerkt aan toevoeging van merken en typen
- Andere typen op aanvraag

Voor meer informatie;

[ruud.groenleer@medicalworkshop.nl](mailto:ruud.groenleer@medicalworkshop.nl)

+31 (0)6 46 280 388  
+31 (0)30 666 55 22

