

Medical Workshop

ORTHOPTISCH


Instrumentarium



Medical Workshop BV

P.O.Box 461
9700 AL Groningen The Netherlands

Phone +31 (0)50 5276 999
E-mail service@medicalworkshop.nl
Website www.medicalworkshop.nl



Index

Amslerkaartje	6
Bagolini voorhouder	13
BAT test	17
E-haken test Thibaudet	7
Fixatiepenlights	14
Kleefringen	19
Kleurentest CVTME	6
Kleurentest HRR	6
Kleurentest Ishihara	6
Kleurentest Worth 4 dot	11
Kruiscilinder	13
Leestest De Nederlanders	8
Leestest LEO	7
Maddox glas	13
Maddox kruis	17
Maddox wing test	11
Nabijleestest RAF	8
Nystagmustrommel	14
Occluder	13
Occluder Spielman	13
Occlusie folie	20
Oogspiegel	12
Optotypenschermb (met ETDRS)	17
Pasglazenset	16
Pasmontuur baby's	15
Pasmontuur kinderen	15
Pasmontuur volwassenen	15
Penlights	14
Pinhole / multipinhole disc	13
Plakprisma's	20
Prismaglas Gracis	11
Prismalatten	19
Prisma set	19
Sciascoop	12
Sciascopielinealen	11, 12
Stereotest House Fly	5
Stereotest House Fly met LEA symbolen	5
Stereotest Lang	5
Stereotest TNO	5
Synoptophore	18
Tangentenwand	17
Visuskaart Amsterdamse plaatjes	9
Visuskaart E-haken	9
Visuskaart ETDRS	10
Visuskaart Landoltringen	8
Visuskaart Snellen	10
Visustest Kay Pictures	7
Visustest LEA	8



Stereotest House Fly

Stereotest House Fly. Wordt gebruikt met de bijgeleverde polaroid bril.

780010 Stereotest House Fly compleet met bril
780015 Losse polaroid bril t.b.v. House Fly test



Stereotest House Fly met LEA symbolen

Stereotest House Fly met symbolen van Lea Hÿvärinen. Wordt geleverd met polaroidbril voor volwassenen en voor kinderen.

VAC-1000 Stereotest House Fly met LEA symbolen



Stereotest volgens Lang

Stereotest volgens Prof. Lang. Wordt gebruikt zonder bril. Leverbaar in standaard uitvoering en uitvoering met één altijd zichtbaar beeld.


AB0001 Lang test type I
AB0002 Lang test type II met één gewoon beeld



Stereotest TNO

Stereotest van TNO met een stevige rood/groen bril. De bijgeleverde standaard bril is voor volwassenen. Een kindermodel kan separaat worden besteld.

240197 TNO stereotest
240199 Rood/groen bril voor kinderen



Kleurentest HRR

Kleurentest volgens Hardy, Rand en Rittler (4e editie), bestaande uit 24 platen.


430010 Kleurentest HRR 13396R



Kleurentest CVTME Color DX

Nieuwe kleurentest voor kinderen volgens Dr. Terrace Waggoner, bestaande uit een ringband met 10 testplaten met eenvoudige figuren en 4 platen voor zeer jonge kinderen.


GL-730001 Kleurentest CVTME Color DX



Kleurentest Ishihara

Kleurentest volgens Ishihara, editie met 38 platen. Uitvoering met 24 platen en 14 platen ook leverbaar.

750010 Ishihara kleurentest 38 platen



Amslerkaartje

Blokje met 50 Amslerkaartjes in drie verschillende uitvoeringen, met Nederlandstalige gebruiksinstructie.

EF9021 Amsler kaartje, zwart scherm, witte lijnen
EF9022 Amsler kaartje, wit scherm, zwarte lijnen
EF9025 Amsler kaartje, zwart scherm, rode lijnen



Kay Picture test

Serie testkaarten met kinderfiguren volgens Hazle Kay. Verschillende kaarten en testen leverbaar. Vraag naar het volledige programma.

KPT6M
KPT3M
KPTCR
KPTNV

Kay picture test, voor 6 meter
Kay picture test, voor 3 meter
Kay picture test, crowded LogMar book set
Kay picture test, nabij leeskaart



LEO leeskaarten

Leestest ontwikkeld door het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde te Groningen. Set van 9 leeskaarten met verschillende Nederlandse teksten.

CH0030

LEO leestest




E-haken test volgens Thibaudet

Speciale E-haken test volgens Thibaudet met 23 kaartjes, voor gezichtscherpdebepaling bij simulanten. De E-figuren hebben behalve verschillende formaten ook afwijkende vormen.

491275
491280

Thibaudet test
Thibaudet test, met gelijke benen
(niet afgebeeld)



LEA symbolen kaarten

Wij kunnen het complete programma van Lea Hyvärinen leveren. Neemt u hiervoor contact met ons op voor het volledige overzicht.



RAF test

Testlineaal waarmee bepaald kan worden op welke minimum afstand een patiënt kan lezen.

SV0235 RAF test



Leeskaart De Nederlanders

Nederlandstalige leeskaart voor nabij, met oud-hollandse tekst. Geplastificeerd.

CH0005 Leeskaart De Nederlanders



Landoltringen kaart

Visuskaart met C-ringen volgens Landolt, voor 5 meter.

240175 Visuskaart Landoltringen



E-haken kaart

Visuskaart met E-haken. Fabrikaat Oculus.

OC-46926 Visuskaart E-haken

Tevens leverbaar uit dezelfde serie:

OC-46016 Visuskaart letters ECB (*niet afgebeeld*)

OC-46066 Visuskaart cijfers (*niet afgebeeld*)



Amsterdamse plaatjes kaart

Kinderkaart in verbeterde uitvoering van de stichting TOV, geschikt voor zowel 3 als 5 meter testafstand, vouwbaar.

240226 Amsterdamse plaatjeskaart APK-TOV



ETDRS kaarten

Gestandaardiseerde visuskaart type ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study).

Leverbaar in verschillende uitvoeringen, voor aan de wand of voor gebruik in een lichtkast.

- PV-2110** ETDRS kaart type R
- PV-2111** ETDRS kaart type 1
- PV-2112** ETDRS kaart type 2

PV-2425 Lichtkast voor ETDRS kaarten, wandmontage.
PV-2426 Verrijdbaar onderstel (5-poot) voor de lichtkast, in plaats van wandmontage.



Snellen kaart

Visuskaart met lettertekens volgens Snellen, vouwbaar.

- 240215** Visuskaart ETU



Worth four dot test

Worth four dot test voor dichtbij, zaklantaarn model. Wordt geleverd met een eenvoudige rood/groen bril.

430950 Worth four dot test



Bi-prisma volgens Gracis

Glazen dubbelpisma zoals ontwikkeld door Dr. Gracis.

498000 Bi-prisma Gracis



Maddox Wing test

Klassieke Maddox Wing test, zwart.

SV0285 Maddox Wing test



Sciascopielinealen

Set sciascopielinealen met ronde glazen, eenvoudige uitvoering.


710090 Sciascopielinealen



Sciascopelinealen

Set sciascopelinealen met rechthoekige glazen, model Medical Workshop, in étui.

CM0010 Sciascopelinealen Medical Workshop



Sciascopelinealen Oculus

Set sciascopelinealen met ronde glazen, fabriikaat Oculus, in étui.

OC-48110 Sciascopelinealen Oculus



Sciascoopkop

Heine Beta-200 streak sciascoopkop 3,5 volt, zwart. Kan op ieder Heine handvat met bajonetsluiting worden geplaatst.

H-C0215353 Heine beta-200 sciascoopkop 3,5V



Oogspiegelkop

Heine Beta-200 directe oogspiegelkop 3,5 volt, zwart. Kan op ieder Heine handvat met bajonetsluiting worden geplaatst.

H-C0230100 Heine beta-200 oogspiegelkop 3,5V

Oplaadbare handvatten

Heine NT-4 tafel oplader voor twee Li-Ion handvatten, 3,5 volt. De handvatten zijn uitgerust met de beproefde Heine bajonetsluiting.

H-X00799396 Heine NT-4 handvat

H-X00299494 Heine NT-4 oplader, zonder handvatten



Sielman occluder

710015 Occluder Sielman, transparant gematteerd



Occluder

710006 Occluder op steel, zwart
710007 Occluder op steel, pinhole
710008 Occluder op steel, multi-pinhole



Maddox glas

710010 Maddox glas op steel, rood



Bagolini voorhouder

Voorhouder van Oculus met de bekende bagolini lensjes.

42770 Bagolini voorhouder



Kruiscilinder

Kruiscilinder op steel, glasdiameter 38mm, 3 verschillende sterkte's.

SN0101 Kruiscilinder op steel, +/- 0.25 dioptrie
SN0102 Kruiscilinder op steel, +/- 0.50 dioptrie
SN0103 Kruiscilinder op steel, +/- 1.00 dioptrie



Occluder pasglas 38mm

SN0019 Stenopeïsche spleet, 1.0 mm
SN0020 Pinhole disc 1.0 mm
SN0021 Occluder, zwart
SN0025 Multi-pinhole disc



Fixatiestaafjes

Fixatiestaafje volgens Lang voor kinderen. Er zijn zowel een fixatielatje als een fixatiedobbelsteentje leverbaar.

- AB0004** Fixatiestaafje volgens Lang
- AB0005** Fixatiedobbelsteentje op steel volgens Lang



Penlights

Disposable penlights, verpakking à 6 stuks.

- 491006** Penlights



Nystagmustrommel

Optokinetische trommel volgens Nystagmus, met lagering voor een soepele draaibeweging.

- 430167** Nystagmustrommel



Universeel pasmontuur

Universeel pasmontuur UB-3 Oculus, voor volwassenen, zwart.
Voor standaard 38mm glazen.

OC-42180 Oculus universeel pasmontuur



Universeel pasmontuur

Modern universeel pasmontuur UB-4 Oculus, voor volwassenen.
Voor standaard 38mm glazen.

OC-42500 Oculus universeel pasmontuur



Half-universeel pasmontuur

Stevig half-universeel pasmontuur Oculus, voor kinderen, lichtgrijs.
Voor standaard 38mm glazen.

OC-42488 Oculus half-universeel pasmontuur



Comobaby pasmontuur

Pasmontuur van zacht kunststof met elastische band. Pasglazen worden
stevig in het montuur gefixeerd. Voor standaard 38mm glazen.

497602 Pasmontuur Comobaby-2, lichtblauw



Universeel kinderpasmontuur

Universeel pasmontuur UB-5 Oculus, voor kinderen.

Let op: kan alleen worden gebruikt in combinatie met 28mm glazen!

OC-42550 Oculus pasmontuur voor kinderen



Oculus pasglazenset

Pasglazenset, kleine glazen met 28mm brede vating, in étui. Speciaal voor pasmontuur UB-5, zonder pluscilinders.

- Sferisch 20 paar (elk + en -).
- Cilindrisch 10 paar.
- Accessoires 10 stuks.

OC-33491 Pasglazenset oculus



Pasglazenset

Pasglazenset, grote glazen met smalle vating, in étui.

- Sferisch 34 paar (elk + en -).
- Prismaglazen 12 stuks van 0,5 tot 8,0 prismadioptrie.
- Accessoires 10 stuks.

SN0010 Pasglazenset Shin-Nippon SNC-35D



Oculus pasglazenset

Pasglazenset Oculus, kleine glazen met brede vating, in étui.

OC-33183
OC-33480

Pasglazenset uitgebreid, in tafel etui
Pasglazenset zonder pluscilinders, in koffer



Optotypen scherm

Topcon CC-100P optotypenscherms met helder 23" LCD beeldscherm.

- Breed scala aan optotypenkaarten, waaronder ETDRS.
- Contrast gevoeligheidskaarten. Kleur- en binoculaire testen.
- Geïntegreerde PC.
- 100% polarisatie.
- Kan digitaal gekoppeld worden met Topcon CV-5000 phoropter.
- Inclusief afstandsbediening.


30-CC100P Topcon optotypenscherms



Brightness Acuity Test

De Marco Brightness Acuity Tester is een instrument om patiënten te testen op verblindingsgevoeligheid (glare). Het apparaat heeft drie verschillende standen van lichtintensiteit. Het systeem werkt draadloos middels een oplaadbare accu in het handvat.


MA4520 Brightness Acuity Test (BAT)



Maddox kruis

Oculus maddox kruis met centrale lamp, voor testen op 1 meter en 5 meter, met schakelaar en lichtnetadapter. Hoogte 1,3 meter

OC-43700 Maddox kruis Oculus




Tangentenwand volgens Harms

Testscherms ontwikkeld door Dr. Harms voor onderzoek van paralytische en gelijktijdige strabismus.

- Testwand met gekleurde diagonalen.
- Bedieningsbankje.
- Aanwijzer (kruis) op hoofdband.
- Patiëntenstoel met armleningen en voetring met hoge zitpositie.
- Afstandsbediening.


HW0001 Harms wand model Giessen



Synoptophore

Clement Clarke synoptophore type 2002.

244102 Synoptophore type 2002



Synoptophore slides

Verschillende plaatjes met symbolen of figuurtjes. De catalogus met het complete overzicht slides kunt u downloaden vanaf onze site:

www.medicalworkshop.nl > producten > kliniek & polikliniek > orthoptie

244113 Paar synoptophore slide type A, G en H

244114 Paar synoptophore slide type D en F



Synoptophore tafel

Electrisch in de hoogte verstelbare tafel voor opname van de synoptophore. Eventueel kan een slidesbakje aan het tafelblad worden gemonteerd.

620511 Integra instrumententafel, electrisch in de hoogte verstelbaar met verrijdbaar onderstel en tafelblad.

244105 Slidesblakje voor montage aan tafelblad
(niet afgebeeld)



Prismalatten

Set prismalatten, horizontaal en verticaal, in étui. Ook los leverbaar.

- 710100** Set prismalatten, horizontaal en verticaal
- 710110** Prismalat horizontaal
- 710111** Prismalat verticaal



Prismaset

Set van 22 verschillende prisma's met 1 roodfilter, in étui.

- 710122** Prisma set 22 delig



Kleefringen

Optoquick kleefringen voor gebruik met losse prisma's, verpakking à 100 stuks, dubbelzijdig zelfklevend.


- 490005** Optoquick kleefringen



Plakprisma

Speciaal folie met Fresnel prisma raster, voor bevestiging op de bril. Het folie is statisch klevend en kan op maat worden geknipt. Leverbaar in verschillende sterkte's.



FP0001	Fresnel plakprisma 1.00 prisma dioptrie
FP0002	Fresnel plakprisma 2.00 prisma dioptrie
FP0003	Fresnel plakprisma 3.00 prisma dioptrie
FP0004	Fresnel plakprisma 4.00 prisma dioptrie
FP0005	Fresnel plakprisma 5.00 prisma dioptrie
FP0006	Fresnel plakprisma 6.00 prisma dioptrie
FP0007	Fresnel plakprisma 7.00 prisma dioptrie
FP0008	Fresnel plakprisma 8.00 prisma dioptrie
FP0009	Fresnel plakprisma 9.00 prisma dioptrie
FP0010	Fresnel plakprisma 10.00 prisma dioptrie
FP0012	Fresnel plakprisma 12.00 prisma dioptrie
FP0015	Fresnel plakprisma 15.00 prisma dioptrie
FP0020	Fresnel plakprisma 20.00 prisma dioptrie
FP0025	Fresnel plakprisma 25.00 prisma dioptrie
FP0030	Fresnel plakprisma 30.00 prisma dioptrie
FP0035	Fresnel plakprisma 35.00 prisma dioptrie
FP0040	Fresnel plakprisma 40.00 prisma dioptrie



Occlusiefolie

Occlusiefolie volgens Bangerter voor behandeling van onder andere amblyopie. Leverbaar in verschillende gradaties van transparantie. Het occlusiefolie wordt op het brillenglas geplaatst.

BJ0019	Occlusiefolie Bangerter < 0.1
BJ0020	Occlusiefolie Bangerter 0.0
BJ0021	Occlusiefolie Bangerter 0.1
BJ0022	Occlusiefolie Bangerter 0.2
BJ0023	Occlusiefolie Bangerter 0.3
BJ0024	Occlusiefolie Bangerter 0.4
BJ0026	Occlusiefolie Bangerter 0.6
BJ0028	Occlusiefolie Bangerter 0.8
BJ0100	Occlusiefolie Bangerter 1.0
BJ00200	Occlusiefolie Bangerter 0.0 licht perceptie
430025	Testlineaal occlusiefolie



Aan de samenstelling van deze catalogus is veel zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan druk- of zetfouten.

© Medical Workshop 2019

