



# *Oogheekundige Disposables*

## **2024**

In de afgelopen decennia heeft Medical Workshop aan de wieg gestaan van verschillende disposable instrumenten die niet meer weg te denken zijn binnen de oogheekunde, zoals disposable messen met kunststof handvat en disposable microsponges.

Sinds onze oprichting in 1957 is er in de oogheekunde veel veranderd. Wat echter niet is veranderd is onze toewijding aan ons vakgebied, waarbij wij een scala aan producten leveren van een uitstekende kwaliteit voor een redelijke prijs.



Medical Workshop De Meern



Medical Workshop Groningen



# MedicalWorkshop



# ***Inhoudsopgave***

---

<b>Messen</b>	<b>3</b>
<b>Procedure trays</b>	<b>8</b>
<b>Oogafdekking</b>	<b>10</b>
<b>Zuigmateriaal</b>	<b>11</b>
<b>Cornea transplantatie</b>	<b>12</b>
<b>Sclera</b>	<b>15</b>
<b>Vloeistoffen</b>	<b>19</b>
<b>Implantaten</b>	<b>20</b>
<b>Traanweg</b>	<b>23</b>
<b>Spoedeisend hulpmiddel</b>	<b>24</b>
<b>Pupil vergroting</b>	<b>25</b>
<b>Laserprobes</b>	<b>26</b>
<b>Filters</b>	<b>27</b>
<b>Markeren</b>	<b>28</b>
<b>Traantest</b>	<b>29</b>
<b>OK disposables</b>	<b>30</b>
<b>Penlights</b>	<b>32</b>
<b>Erasers</b>	<b>33</b>
<b>Index</b>	<b>34</b>

Aan de samenstelling van deze catalogus is veel zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan druk- of zetfouten.



## Standaard messen



### Standaard messen

Bestelcode

*Bijzonder scherpe, rechte messen voor incisies insclera en cornea, mesdikte 0,1mm, verpakking à 5 stuks*

Feather mes recht 15°  
Feather mes recht 22,5°  
Feather mes recht 30°  
Feather mes recht 45°

**Alu handvat**

**Plastic handvat**

F-715  
F-722  
F-730  
F-745


F-P715\*  
F-P722\*  
F-P730\*  
F-P745\*



\* Ook leverbaar in Safeshield™ uitvoering.



## Phaco



### Phaco messen 45° gehoekt

Bestelcode

Uitvoeringen: B = bi-bevel  
BU = bevel up  
BD = bevel down

Breed assortiment. Verpakking à 5 stuks

Feather phaco mes 1.00 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.10 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.20 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.30 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.40 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.50 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.60 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.70 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.80 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 1.90 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 2.00 mm, mesdikte 0.254 mm

Feather phaco mes 2.50 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 2.65 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 2.65 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 2.80 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.00 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.00 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.00 mm, mesdikte 0.254 mm

Feather phaco mes 3.20 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.20 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.20 mm, mesdikte 0.254 mm  
Feather phaco mes 3.50 mm, mesdikte 0.254 mm

Feather phaco mes 3.00 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 3.20 mm, mesdikte 0.15 mm

#### Alu handvat

#### Plastic handvat

F-7610BU  
F-7611BU  
F-7612BU  
F-7613BU  
F-7614BU  
F-7615BU  
F-7616BU  
F-7617BU  
F-7618BU  
F-7619BU  
F-7620BU

F-7625B  
F-7627B  
F-76275BU  
F-7628B  
F-7630B  
F-7630BU  
F-7630BD

F-7632B  
F-7632BU  
F-7632BD  
F-7635B


F-8630BU  
F-8632BU

F-P7610BU\*  
F-P7611BU\*  
F-P7612BU\*  
F-P7613BU\*  
F-P7614BU\*  
F-P7615BU\*  
F-P7616BU\*  
F-P7617BU\*  
F-P7618BU\*  
F-P7619BU\*  
F-P7620BU\*

F-P7625B\*  
F-P7627B\*  
P-76275BU\*  
F-P7628B\*  
F-P7630B\*  
F-P7630BU\*

F-P7632B\*  
F-P7632BU\*


F-P8630BU\*  
F-P8632BU\*



\* Ook leverbaar in Safeshield™ uitvoering.



## Phaco



### Phaco messen 45° gehoekt

Bestelcode

*Uitvoering: bevel up (BU)  
Parallel geslepen. Verpakking à 5 stuks*

Feather phaco mes 2.10 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 2.20 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 2.30 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 2.40 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 2.50 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 2.80 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 3.00 mm, mesdikte 0.15 mm  
Feather phaco mes 3.20 mm, mesdikte 0.15 mm

#### Alu handvat

F-7621BUPS  
F-7622BUPS  
F-7623BUPS  
F-7624BUPS  
F-7625BUPS  
F-7628BUPS  
F-7630BUPS  
F-7632BUPS

#### Plastic handvat

F-P7621BUPS  
F-P7622BUPS  
F-P7623BUPS  
F-P7624BUPS  
F-P7625BUPS  
F-P7628BUPS  
F-P7630BUPS  
F-P7632BUPS

### Phaco messen 45° gehoekt met ronde schacht

*Uitvoering: bevel up (BU)  
Verpakking à 5 stuks*

Feather phaco mes 2.80 mm, ronde schacht  
Feather phaco mes 3.00 mm, ronde schacht  
Feather phaco mes 3.20 mm, ronde schacht

#### Alu handvat

F-0628BUN  
F-0630BUN  
F-0632BUN

#### Plastic handvat


F-P0628BUN\*  
F-P0630BUN\*  
F-P0632BUN\*



\* Ook leverbaar in Safeshield™ uitvoering.



## Verbreiding en Clear Cornea



### Feather verbredingsmessen, 30° gehoekt

Verpakking à 5 stuks. Mesdikte 0.254mm.  
Uitvoering: BR = bevel up

Feather verbredingsmes 3.50 mm  
Feather verbredingsmes 4.10 mm  
Feather verbredingsmes 5.10 mm  
Feather verbredingsmes 5.70 mm

Alu handvat	Plastic handvat
F-7635BR	F-P7635BR*
F-7641BR	F-P7641BR*
F-7651BR	F-P7651BR*
F-7657BR	F-P7657BR*



### Feather clear cornea messen, 45° gehoekt

Verpakking à 5 stuks. Gematteerd. Mesdikte 0.15mm.  
Uitvoering: B = bi-bevel

Feather clear cornea mes 2.80 mm  
Feather clear cornea mes 3.00 mm  
Feather clear cornea mes 3.20 mm

Alu handvat	Plastic handvat
F-9628B	F-P9628B*
F-9630B	F-P9630B*
F-9632B	F-P9632B*



\* Ook leverbaar in Safeshield™ uitvoering.




## Speciale messen

### Ronde messen

Bestelcode

*Uitvoeringen: B = bi-bevel  
BU = bevel up  
BD = bevel down*

*Mesdikte 0.254 mm. Verpakking à 5 stuks*




Feather rond mes 2.20 mm, 45°  
Feather rond mes 2.60 mm, 45°  
Feather rond mes 3.00 mm, 45°

#### Alu handvat

#### Plastic handvat

F-7722B  
F-7726B  
F-7730B


F-P7726B\*  
F-P7730B\*



Feather crecent mes 2.20 mm, 45°  
Feather crecent mes 2.60 mm, 45°  
Feather crecent mes 2.60 mm, 45°  
Feather crecent mes 2.60 mm, 45°

F-7922B  
F-7926B  
F-7926BU  
F-7926BD

F-P7926B\*  
F-P7926BU\*



### Messen met vaste incissiediepte

*Voor slera en cornea, verpakking à 5 stuks  
Alleen leverbaar met aluminium handvat*

#### Alu handvat

#### Plastic handvat

Feather groove mes 0.30 mm  
Feather groove mes 0.35 mm  
Feather groove mes 0.40 mm  
Feather groove mes 0.55 mm  
Feather groove mes 0.60 mm

F-7330G  
F-7335G  
F-7340G  
F-7355G  
F-7360G

### Speciale messen

*Verpakking à 5 stuks*



Feather hockeystick mes, mesdikte 0.38 mm

#### Alu handvat

#### Plastic handvat


F-780



Feather vitreoretinaal mes 19G  
Feather vitreoretinaal mes 20G  
Feather vitreoretinaal mes 20G gehoekt  
Feather vitreoretinaal mes 23G

F-7519  
F-7520  
F-7520B  
F-7523

F-P7519\*  
F-P7520\*  
F-P7520B\*  
F-P7523\*



Feather recht paracentesemes 1.0 mm  
Feather gehoekt paracentesemes 1.0 mm

F-7610  
F-7610BU

F-P7610\*  
F-P7610BU\*

\* Ook leverbaar in Safeshield™ uitvoering.



# Procedure trays

## Procedure trays

*Voor intra-vitreale injecties kunnen wij verschillende procedure trays leveren. Steriel, gebruiksklaar, kostenbesparend.*

*Hieronder enkele voorbeelden. Pasklare oplossingen zijn mogelijk.*



Intra-vitreaal injectiepakket (uitvoering Den Haag)



Intra-vitreaal injectiepakket traditioneel





## Oogbescherming

### Oogdoppen

Bestelcode



Universele oogdop BVI, steriel, verpakking à 50 stuks

**BV-581040**

Universele oogdop, helder, steriel, verpakking à 100 stuks

**OD 0040**

Universele oogdop, helder, onsteriel, verpakking à 500 stuks

**OD 0042**



# Oogafdekking

## Oogverbandmiddelen

### Oogverband

Bestelcode



Universeel oogverband Guibor Expo Eye Bubble bandage, steriel, zelfklevend, verpakking à 10 stuks

**MO-8590300**





## Saugtupfers / microsponges

### Microsponges en saugtupfers

Bestelcode

*Zuigmateriaal op cellulosebasis, steriel verpakt.*



Sugi microsponges op steel, doos à 20 x 10 stuks

220030



Sugi saugtupfers (losse driehoekjes), doos à 20 x 10 stuks

220022

Sugi saugtupfers (losse driehoekjes), doos à 500 stuks

220055

### Zuigmateriaal voor LASIK, steriel

*Zuigmateriaal op basis van PVA*



Merocel PVA Ultraclean microsponges op steel, doos à 20 x 5 stuks

BV-40810

Oasis Soft-cell microsponges op steel, PVA schuim, doos à 15 x 10 stuks

OA-0525




# Cornea transplantatie

## Cornea trepanen

### MEDICAL WORKSHOP disposable trepanen

Bestelcode



*Steriele trepanen met superscherp snijvlak, verpakt per stuk in plastic tray*

Disposable trepaan, Ø 6.00 mm	<b>MW-4600</b>
Disposable trepaan, Ø 6.50 mm	<b>MW-4650</b>
Disposable trepaan, Ø 7.00 mm	<b>MW-4700</b>
Disposable trepaan, Ø 7.25mm	<b>MW-4725</b>
Disposable trepaan, Ø 7.50 mm	<b>MW-4750</b>
Disposable trepaan, Ø 7.75 mm	<b>MW-4775</b>
Disposable trepaan, Ø 8.00 mm	<b>MW-4800</b>
Disposable trepaan, Ø 8.25 mm	<b>MW-4825</b>
Disposable trepaan, Ø 8.50 mm	<b>MW-4850</b>
Disposable trepaan, Ø 8.75 mm	<b>MW-4875</b>
Disposable trepaan, Ø 9.00 mm	<b>MW-4900</b>
Disposable trepaan, Ø 9.50 mm	<b>MW-4950</b>





# Cornea transplantatie

## Hessburg trepanen

### Moria vacuüm trepaan

Vacuüm trepaan met superscherp snijvlak,  
leverbaar in verstelbare en niet-verstelbare uitvoering.

Bestelcode

Moria vacuüm trepaan, Ø 7.00 mm	<b>M-17201D700</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 7.25 mm	<b>M-17201D725</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 7.50 mm	<b>M-17201D750</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 7.75 mm	<b>M-17201D775</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 8.00 mm	<b>M-17201D800</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 8.25 mm	<b>M-17201D825</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 8.50 mm	<b>M-17201D850</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 8.75 mm	<b>M-17201D875</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 9.00 mm	<b>M-17201D900</b>
Moria vacuüm trepaan, Ø 9.50 mm	<b>M-17201D950</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 6.00 mm	<b>M-17202D600</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 6.50 mm	<b>M-17202D650</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 6.75 mm	<b>M-17202D675</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 7.00 mm	<b>M-17202D700</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 7.25 mm	<b>M-17202D725</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 7.50 mm	<b>M-17202D750</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 7.75 mm	<b>M-17202D775</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 8.00 mm	<b>M-17202D800</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 8.25 mm	<b>M-17202D825</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 8.50 mm	<b>M-17202D850</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 8.75 mm	<b>M-17202D875</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 9.00 mm	<b>M-17202D900</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 9.50 mm	<b>M-17202D950</b>
Moria verstelbare verstelbare trepaan, Ø 10.00 mm	<b>M-17202D1000</b>



Moria verstelbare vacuüm trepaan



Moria vacuüm trepaan



# Cornea transplantatie

## Barron donor punch

### Moria Busin donor punch

Bestelcode

*Speciale punch voor het exact uitsnijden van de donor cornea.  
Uniek symmetrisch tweesnijdend trepaanblad.  
Ideaal voor DSAEK, DALK en PK.*

Busin punch met aspiratie Ø 6.00 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 6.50 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 6.75 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 7.00 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 7.25 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 7.50 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 7.75 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 8.00 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 8.25 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 8.50 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 8.75 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 9.00 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 9.50 mm  
Busin punch met aspiratie Ø 10.00 mm

**M-17200D600**  
**M-17200D650**  
**M-17200D675**  
**M-17200D700**  
**M-17200D725**  
**M-17200D750**  
**M-17200D775**  
**M-17200D800**  
**M-17200D825**  
**M-17200D850**  
**M-17200D875**  
**M-17200D900**  
**M-17200D950**  
**M-17200D1000**

Muraine punch met aspiratie, ideaal voor DMEK,  
snijvlak 300um, Ø 8.00 mm

**M-17209D800**



Busin punch



Muraine punch




## Sclera implantaten

### Sclera implantaten

Implantaten gemaakt van siliconeschuim of van massief silicone elastomeer.


- Dubbel steriel verpakt
- Pyrogeenvrij en latexvrij

Bestelcode




Silicone strip, 5.0/9.2 mm

32



Band 2.0 x .075 mm

40



Silicone strip, 4/1.25 mm

42



Silicone Sleeve, Ø 2.1 mm

70





## Sclera implantaten


### Sclera implantaten

Bestelcode



Silicone Strip, 6.0/7.5 mm

**220**



Circling Band, 2.5 x 0.6 mm

**240**



Silicone Sleeve, 1.65 mm

**270**




Asymetrische band, 7.0/9.0 mm

**276**



Silicone band, 7.0/9.0 mm

**277**



Silicone band, 7.0/9.0 mm

**287**





## Sclera implantaten

### Sclera implantaten

Bestelcode



Sclera spons, 3.0 mm

**503**




Sclera spons, 4.0 mm

**504**



Sclera spons, 5.0 mm

**505**




Sclera spons, 3.0/5.0 mm, ovaal

**506**



Gegroefde sclera spons, 3 x 5 mm, ovaal, volgens VAISER

**506G**



Sclera spons, 5.5/7.5 mm, ovaal


**507**



## Sclera implantaten


### Sclera implantaten

Bestelcode




Sclera spons, 4.0/12 mm, ovaal

**508**



Gegroefde sclera spons, 4.0/12 mm, ovaal, volgens FREDERICK

**508G**




Sclera spons, 3.5/7.5 mm, ovaal

**509**




Gegroefde sclera spons, 3.5/7.5 mm, ovaal, volgens FULLER

**509G**



Sclera spons, halve ovaal

**511**



Sclera spons 2/3, ovaal

**517**



## Vloeistoffen voor oogheekkundige ingrepen

### BSS vloeistof

Bestelcode

Steriele balanced salt solution voor gebruik als irrigatie van het oog tijdens oogheekkundige ingrepen. Een isotone oplossing (pH 6.8 - 7.4 voor zowel extra-oculair als intra-oculair gebruik). Verschillende verpakkingsvormen leverbaar.

BSS in plastic 25ml flacon, 50 flacons per verpakking  
BSS in plastic 500ml flacon, 12 flacons per verpakking

**BV-585831**  
**BV-581729**



### Methylcellulose

Een viscoelastische oplossing op basis van hydroxypropylmethylcellulose voor intra-oculair gebruik. Tijdens oogheekkundige ingrepen zorgt het voor een stabiele voorste oogkamer en beschermt de omliggende weefsels.

Viscodispersieve oplossing HPMC 2% in 2ml spuit

**BV-585306**

### Hyaluronaatzuur

Een visco-elastische oplossing op basis van natrium hyaluronaat voor intra-oculair gebruik. Tijdens oogheekkundige ingrepen zorgt het voor een stabiele voorste oogkamer en beschermt de omliggende weefsels. Het combineert de eigenschappen van zowel cohesieve als dispersieve viscoelastica. Natuurlijk hyaluronaatzuur is beschikbaar in meerdere concentraties.

Viscoelastische oplossing sodium hyaluronaat 1,0% in 1ml spuit  
NuVisc Pro viscoelastische oplossing sodium hyaluronaat 1,6% met 25G canule en 1ml spuit

**BV-581749**

**BV-37758**



## Oogbol implantaten

### Massieve silicone orbital implant, steriel

Silicone orbital implant, Ø 12 mm	<b>50A7102</b>
Silicone orbital implant, Ø 14 mm	<b>50A7104</b>
Silicone orbital implant, Ø 16 mm	<b>50A7106</b>
Silicone orbital implant, Ø 18 mm	<b>50A7108</b>
Silicone orbital implant, Ø 20 mm	<b>50A7110</b>
Silicone orbital implant, Ø 22 mm	<b>50A7112</b>





## Glaucoomklep

### Ahmed glaucoomklep (AGV)

Bestelcode

*Voor vermindering van intra-oculaire druk. AGV gemaakt van silicone. Drain gemaakt van zacht silicone elastomeer. Gamma gesteriliseerd.*

Achmed glaucoomklep, flexible plate, silicone  
Achmed glaucoomklep, flexible plate, silicone, voor kinderen

**NW-FP7**  
**NW-FP8**



Glaucoomklep FP7

### PAUL glaucoom implantaat

*Ontwikkeld voor het reguleren van de oogdruk. De Paul implant introduceert een aantal innovatieve aspecten in één implantaat:*

**KEY NOVEL FEATURES** PAUL<sup>®</sup> GLAUCOMA IMPLANT

**WHAT MAKES PAUL<sup>®</sup> DIFFERENT?**

- Micro-sized Tube**
  - **Small Internal Calibre:** Creates high flow resistance and safeguards against early hypotony
  - **Small External Calibre:** Occupies less space in anterior chamber and minimizes risks of tube erosion and corneal touch
- Optimized Endplate Design**
  - **Optimal Large Plate Surface Area:** More area available for aqueous filtration
  - **Ideal Drainage Shape:** Less filtration area covered by recti muscles
- Advanced Device Composition**
  - **Proprietary Medical-grade Silicone:** Creates a device with a new level of flexibility to facilitate the implantation process
  - **Flexible Device:** Less rigidity and decreases both micro-abrasion and excessive wound scarring

Achmed glaucoomklep, flexible plate, silicone

**NW-FP7**



## Traanweg pluggen

Traanweg pluggen voor de behandeling van droge ogen.




Bestelcode

**Soft Plug® silicone traanweg implantaat, met disposable implantatie instrument. Steriel.**

Soft plug® 0.4 mm, verpakking à 2 stuks, nr. 6610  
Soft plug® 0.4 mm, verpakking à 6 stuks, nr. 6610D  
Soft plug® 0.5 mm, verpakking à 2 stuks, nr. 6611  
Soft plug® 0.5 mm, verpakking à 6 stuks, nr. 6611D  
Soft plug® 0.6 mm, verpakking à 2 stuks, nr. 6612  
Soft plug® 0.6 mm, verpakking à 6 stuks, nr. 6612D  
Soft plug® 0.7 mm, verpakking à 2 stuks, nr. 6613  
Soft plug® 0.7 mm, verpakking à 6 stuks, nr. 6613D  
Soft plug® 0.8 mm, verpakking à 2 stuks, nr. 6614  
Soft plug® 0.8 mm, verpakking à 6 stuks, nr. 6614D

**OA-6610**  
**OA-6610D**  
**OA-6611**  
**OA-6611D**  
**OA-6612**  
**OA-6612D**  
**OA-6613**  
**OA-6613D**  
**OA-6614**  
**OA-6614D**



**Collageen intracanaliculaire pluggen**

Soft Plug® Traanweg implantaat, 0.3 mm., steriel  
Doos van 40 stuks  
Soft Plug® Traanweg implantaat, 0.4 mm., steriel  
Doos van 40 stuks  
Soft Plug® Traanweg implantaat, 0.5 mm., steriel  
Doos van 40 stuks

**OA-6503**  
**OA-6504**  
**OA-6505**



## Traanweg reconstructie

### Canaliculus intubation sets met buigbare probes voor traanweg reconstructie.


Bestelcode



#### **Guibor Canaliculus Intubation Set**

Standaard uitvoering, dubbele, licht gebogen probe met silicone slang, doos à 5 stuks, steriel


**MO-8590350**



#### **Guibor Canaliculus Intubation Set**

Dubbele probe uitgevoerd met handvatjes op de uiteinden, met silicone slang, doos à 5 stuks, steriel

**MO-8590450**






## Oogspoel lens

### Morgan lens


Speciale oogspoel lens voor gebruik bij ernstige infecties of bij ongevallen met bijv. chemicaliën. Wordt steriel geleverd, gereed voor aansluiting op infuus.



Bestelcode

Morgan Mor-Flex oogspoel lens, steriel, doos à 12 stuks

**AD 0200**







# Pupil vergroting

## Irisretractoren

### Flexibele irisretractoren

Bestelcode

Disposable irisretractoren, **steriel**, set van 5 stuks in houder, type 40.02, per doos à 2 sets

**SY-40.02-2**

Disposable irisretractoren, **steriel**, set van 5 stuks in houder, type 40.02, per doos à 6 sets

**SY-40.02-6**



### BVI I-ring


**BVI** pupil vergroter **I-Ring** 6.3mm, met injector, steriel

Verpakking met 1 stuks

**BV-587001**

Verpakking met 6 stuks

**BV-587000**



### Oasis iris expander

**Oasis Iris Expander** pupil vergroter 6.25mm, met implantatie instrument, steriel, ds à 5 stuks

**OA-9625**

**Oasis Iris Expander** pupil vergroter 7.00mm, met implantatie instrument, steriel, ds à 5 stuks

**OA-9700**





# Laserprobes

## Iris Medical laserprobes

### Laserprobes voor de IRIDEX laser

*Orginele, semi-disposable laserprobes van Iridex, steriel, compleet met koudlichtkabel en aansluiting.*




	Bestelcode
Rechte endoprobe, doos à 6 stuks	<b>IR-10544</b>
Gehoekte endoprobe 45°, doos à 6 stuks	<b>IR-10547</b>
Endoprobe MACHEMER tip, doos à 6 stuks	<b>IR-10562</b>
G-probe, doos à 6 stuks	<b>IR-11256-6</b>
Diopexy probe, in kunststof doos, los	<b>IR-11454</b>
Fluted endoprobe, doos à 6 stuks	<b>IR-11473</b>
Glaucoom micropulse P3 probe G6, doos à 6 stuks	<b>IR-15522REV2</b>
Glaucoom RFID probe G6, doos à 6 stuks	<b>IR-15980</b>





## Gas- en vloeistof filters

Bestelcode




Doos à 50 disposable OPTEX-GS vloeistof-filters,  
rood, steriel

**MW-120F**


Doos à 50 disposable BVI vloeistof-filters,  
steriel

**BV-581030**



Doos à 50 disposable MILLEX-GS vloeistof-filters,  
blauw, steriel

**26 0010**



Doos à 50 disposable MILLEX-FG gasfilters,  
blauw, steriel

**26 0020**



# Markeren

## Huidstiften

Bestelcode



**Viscot** markeerstift 1400 met normale tip, doos à 100 stuks, steriel

**499400**



**Viscot** dubbelzijdige markeerstift 1425 ultra fijne tip / normale tip, doos à 100 stuks, steriel

**499425**



# Test strips

## Test strips

Bestelcode



### Traantest Schirmer

Verpakking van 50 paar Schirmer test strips, steriel verpakt er paar

**494500**



### Traantest Schirmer-Plus

Verpakking van 100 paar Schirmer-Plus strips met lineaal, steriel verpakt per paar

**494521**



### Fluoresceine strips BioGlo

BioGlo fluoresceine strips, verpakking à 100 stuks, steriel

**493510**

BioGlo fluoresceine strips, verpakking à 300 stuks, steriel

**493513**



## Disposables voor OK gebruik

Bestelcode



30622 Sugi eye drain, 155 x 4mm, gemaakt van cellulose, doos à 20 stuks, steriel verpakt.

**220622**

581047 BVI Instrument wipe 73 x 73 mm, doos à 20 stuks, steriel verpakt.

**BV-581047**

581076 BVI instrument wipe, zelfklevend 76 x 45 mm doos à 20 stuks, steriel verpakt.

**BV-581076**

581062 BVI corneal light shield, Ø 8 mm, doos à 20 stuks, steriel verpakt.

**BV-581062**



## Disposables operatiekamer

Bestelcode



Var-I-Stat variabele low-temperature disposable cauter, steriel,  
doos à 10 stuks, artikelnummer 844000

**MO-8440000**

I-Stat vaste low-temperature disposable cauter, steriel,  
doos à 10 stuks, artikelnummer 8441000

**MO-8441000**

Accu-Temp vaste high-temperature disposable cauter, steriel,  
doos à 10 stuks, artikelnummer 8442000

**MO-8442000**

Accu-Temp vaste high-temperature disposable cauter met  
lange schacht, steriel, doos à 10 stuks, artikelnummer  
8444000 \*)

**MO-8444400**

\*) Niet afgebeeld.



## Disposable penlights

Bestelcode



**Medical Workshop** disposable penlights, verpakking à 6 stuks, onsteriel

**49 1006**

**Medical Workshop** disposable penlights, met cobaltblauw filter, verpakking à 3 stuks, onsteriel

**49 1007**





## Medtronic Erasers

Bestelcode



Wetfield hemostatic eraser 18G, recht, steriel, doos à 10 stuks,  
artikelnummer 22 1250

**MO-221250**

Wetfield hemostatic eraser 18G, gehoekt, steriel, doos à 10 stuks,  
artikelnummer 22 1251 \*)

**MO-221251**



Wetfield hemostatic eraser 20G, recht, steriel, doos à 10 stuks,  
artikelnummer 22 1260

**MO-221260**



Wetfield hemostatic eraser 20-23G (tapered tip), steriel,  
doos à 10 stuks, artikelnummer 22 1265 \*)

**MO-221265**



Wetfield hemostatic eraser 25G, rechte fijne tip, steriel, doos à 10  
stuks, artikelnummer 22 1267

**MO-221267**

\*) Niet afgebeeld.



# Index

<b>A</b>		<b>L</b>		Traanweg sonde	<b>23</b>
Ahmed glaucoomklep	<b>21</b>	Laserprobe	<b>26</b>	Trepaan	<b>12</b>
		Lasik microsponges	<b>11</b>		
<b>B</b>		<b>M</b>		<b>U</b>	
Balanced salt solution	<b>19</b>	Markeerstift	<b>28</b>	Universele oogdop	<b>9</b>
BioGlo	<b>29</b>	Merocel	<b>30</b>		
		Messen	<b>3</b>	<b>V</b>	
<b>C</b>		Methylcellulose	<b>19</b>	Vacuüm punch	<b>14</b>
Canaliculus intubation set	<b>23</b>	Microsponges	<b>11</b>	Vacuüm trepaan	<b>13</b>
Clear cornea mes	<b>6</b>	MIRA implantaat	<b>15</b>	Vaste diepte mes	<b>7</b>
Collageen pluggen	<b>22</b>	Moria trepaan	<b>13</b>	Verbreidingsmes	<b>6</b>
Corneal light shield	<b>30</b>	Moria punch	<b>14</b>	Visco-elastische oplossing	<b>19</b>
		Morgan lens	<b>24</b>	Vloeistoffen	<b>19</b>
				Vloeistof filter	<b>27</b>
<b>D</b>		<b>O</b>		<b>Z</b>	
Donor punch	<b>14</b>	Olie	<b>19</b>	Zelfklevende oogdop	<b>10</b>
		Oogdop	<b>9</b>		
<b>E</b>		Oogspoel lens	<b>24</b>		
Enucleatie implantaat	<b>20</b>	Optex filters	<b>27</b>		
Eraser	<b>33</b>				
Eye drain	<b>30</b>	<b>P</b>			
		Paracentese mes	<b>7</b>		
<b>F</b>		Paul implant	<b>21</b>		
Feather mes	<b>3</b>	Penlight	<b>32</b>		
Fluoresceïne strips	<b>29</b>	Phaco mes	<b>4</b>		
Filter	<b>27</b>	Procedure tray	<b>8</b>		
Flexibele irisretractor	<b>25</b>	Pupil vergroter	<b>25</b>		
<b>G</b>		<b>R</b>			
Gas filter	<b>27</b>	Ronde messen	<b>7</b>		
Glaucoom klep	<b>21</b>				
		<b>S</b>			
<b>H</b>		Saugtupfer	<b>11</b>		
Hockeystick mes	<b>7</b>	Schirmer tear test	<b>29</b>		
Huidstift	<b>28</b>	Sclera implantaten	<b>15</b>		
Hyaluronaatzuur	<b>19</b>	Silicone implantaat	<b>15</b>		
		Silicone orbital implant	<b>20</b>		
<b>I</b>		Standaard mes	<b>3</b>		
Instrument wipe	<b>30</b>	Stiletto mes	<b>7</b>		
Invitreaal pakket	<b>8</b>				
I-Ring	<b>25</b>	<b>T</b>			
Iris expander	<b>25</b>	Traantest	<b>29</b>		
Irisretractors	<b>25</b>	Traanweg plug	<b>22</b>		